

# DUO-SAS Super 360



es un muestrador de aire de un solo cuerpo, con dos cabezas de aspiración, característica que permite utilizar dos medios de cultivo diferentes en el mismo muestra.

Volúmenes de 1000 litros de aire se pueden muestrear en menos de 3 minutos.

Su aplicación es de utilidad en cuartos limpios en los que los niveles de contaminación son

mínimos, en ambientes que

requieren análisis de grandes volúmenes de aire o en lugares en los que se requiera analizar diferentes microorganismos a la vez.