

Comunicato Stampa

Rif. 01/2010

NUOVA AUTOCLAVE PBI DA 35 LITRI



“Beta 35” è la nuova nata nella famiglia delle autoclavi di International PBI.

Costruita totalmente in acciaio inossidabile, con coperchio termicamente isolato, è dotata di termo-sonda flessibile per comandare il ciclo di sterilizzazione direttamente dal prodotto sottoposto a trattamento.

“Beta 35” è conforme alle Direttive Europee PED, ha una garanzia di 10 anni, pannello di comando in accordo alla BPL, e dispone di differenti cestelli in acciaio inossidabile.

Autoclave verticale automatica “Beta 35”