

Comunicato Stampa

Rif. 35/2010

AUTOCLAVE "BETA 35 - EASY LOCK" SEMPLICITA' ED AFFIDABILITA'

I requisiti fondamentali per un'autoclave da laboratorio sono l'affidabilità e la semplicità di utilizzo. La vita media di una buona autoclave è di 10/15 anni ed è pertanto indispensabile fare una scelta oculata all'acquisto di una nuova. Inoltre, poiché molto spesso lo strumento deve essere usato da diversi utilizzatori, la semplicità è un altro requisito fondamentale. Le autoclavi **Beta 35**, prodotte da International PBI, uniscono l'affidabilità dei dieci anni di garanzia* con la semplicità di utilizzo. Le istruzioni multilingue sono riportate sul pannello frontale per essere consultate anche qualora il manuale non sia a portata di mano.

In aggiunta, l'autoclave **Beta 35** possiede anche le seguenti caratteristiche:

- Termosonda flessibile: Inserendo la termosonda nel liquido da sterilizzare si può impostare il ciclo sulla temperatura del prodotto e non sulla temperatura della camera. Maggiore affidabilità della sterilizzazione.
- Sette programmi tutti personalizzabili: Due di questi possono anche mantenere la temperatura del terreno di coltura sopra i 60° a fine ciclo.
- Calcolo dell'Fo: Permette di minimizzare il calore da fornire al prodotto. Preserva i materiali termolabili ed accelera il ciclo.



Autoclave verticale automatica "Beta 35 Easy-Lock"