

Comunicato Stampa

Rif. 37/2010

MONITORAGGIO DELL'ARIA IN CLEAN ROOM E ISOLATORI

Con il nuovo "Duo SAS 360 Isolator" è ora possibile eseguire il monitoraggio microbiologico dell'aria in separati clean room od isolatori. Due camere di aspirazione in acciaio inossidabile, con lunghi cavi di collegamento, possono essere posizionate in differenti ambienti e comandati da una esterna singola unità.

Sono possibili cicli di campionamento continui, ritardati e intervallati. Il "Duo SAS 360 Isolator", prodotto da International PBI, è compatibile con i più comuni agenti sterilizzanti. E' adatto sta per piastre a contatto che per piastre Petri ed il tempo necessario per prelevare 1000 litri di aria in continuo è di circa 6 minuti.

Il "Duo SAS 360 Isolator" è il campionatore microbiologico per aria ideale da affiancare ai contatori di particelle.



Campionatore microbiologico di aria "SAS Multi Isolator"