

PBI Laboratory Gazette

JULIO 2009

PBI TECHNICAL BULLETIN

VOL. 16 ISSUE 204



MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO DE AIRE CON DOBLE CABEZA (cod. 24584)



“DUO-SAS-360”, de *international pbi*, es un muestreador de aire de un solo cuerpo con dos cabezas de aspiración, que permiten utilizar dos tipos diferentes de medio en muestreo simultáneo. Con DUO-SAS-360 es posible tomar muestras de 1000 litros de aire en menos de 3 minutos. Puede utilizarse en cuartos limpios en los que los niveles de contaminación son mínimos, en ambientes que requieran el análisis de un gran volumen de aire en un tiempo muy corto o en los que la muestra tomada deba ser representativa, y en ambientes en los que sea necesario el muestreo para diferentes

microorganismos. ISO 14698/1 validación.

AUTOCLAVE PARA LABORATORIOS CON PROBLEMAS DE ESPACIO (cod. 88944)



“Timo”, producido por *International pbi*, según el estándar Europeo PED, es un autoclave de mesa, con capacidad para 23 litros, útil para laboratorios microbiológicos con problemas de espacio. Su construcción vertical garantiza el uso completo del compartimento de esterilización. La temperatura es regulada por un microprocesador electrónico. Un panel con instrucciones está impreso en el frente del autoclave, según la norma ISO EN 17025. Además, no necesita una conexión del agua.



Nuestras oficinas estarán cerradas a partir de 10-08-09 a 21-08-09

SISTEMA REDUCTOR DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA AMBIENTAL (cod. 32109)



El riesgo de infección y de contaminación de los productos en ambientes cerrados es un tema de importancia en diferentes entornos: hospitales, clínicas, colegios, laboratorios, consultorios, restaurantes y en la industria de alimentos, entre otros. «Germreduct», el sistema desarrollado por *international pbi*, es un reductor del flujo bacteriano en el aire, que destruye los microorganismos por exposición a radiación ultravioleta (UV). «Germreduct» trabaja con un sistema de ventilación forzada. Características especiales del sistema impiden que la exposición a los rayos UV sea perjudicial para la salud.

KIT DE MUESTRO (cod. 89580)



International PBI lanzó el “SST”, un nuevo kit de muestreo con ocho instrumentos para toma de muestras de diversas sustancias. Todas las herramientas de este kit, fabricadas en acero inoxidable y teflón, son fáciles de usar, transportar, almacenar y esterilizar. Dentro de un estuche diseñado para impedir el paso del polvo o agentes contaminantes, se encuentran diferentes recipientes para muestreo de diversos tipos de productos líquidos, productos secos (como polvos, granulados, etc.), muestras simples de sustancias en bolsas plásticas o de papel y recipientes para productos congelados.

International PBI S.p.A. - Windows Internet Explorer

http://www.internationalpbi.it/

International PBI S.p.A.

pbinternational

catalogo on line home page chi siamo contattaci pubblicazioni

st.Micropipettes & Tips,SAS,Nivis Clean Room,Reference Microbiologici,Sampling,Scuola e Universita >>>

CATALOGHI **DEPLIANT** **SITI TEMATICI**

I SETTORI

AGROALIMENTARE FARMACEUTICO CLEAN ROOM LIFE SCIENCE MEDICINA DI LABORATORIO SICUREZZA E BPL

NEWS DEL MESE

PROMOZIONI	L'ESPERTO RISPONDE	NOTE APPLICATIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Super Trio - Pipette+Supporti+Provette - Super Duo - Pipette+Puntali - "Dilufast" - Diluizioni Seriali - Le Novità di OL2 - "Sterling" - Guanti in nitrile - Altre promozioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean Room >>> - Microbiologia >>> - Medicina >>> - BPL >>> - Sicurezza >>> - Altri argomenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota Applicativa n.99/84 - POS: Impiego testata "Dispohead" sterile, monouso per campionamento d'aria - Nota Applicativa n.2403 - Le precauzioni nella sterilizzazione in autoclave di liquidi in recipienti chiusi con soluzioni

MINIFLO DUE

SEMINARI
SEGRETERIA SIMPOSI
DIDATTICA
COMUNICATI STAMPA
NORMATIVE
MANUALI E SCHEDE DI SICUREZZA
METODICHE ANALITICHE
ASSISTENZA TECNICA
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
EVENTI
CURIOSITA'
NEWSLETTER




PBI, 50 años al servicio de la comunidad científica

Reconocida en Italia como líder en la fabricación de productos para análisis físico-químicos y para la investigación microbiológica, International PBI celebró sus 50 años de existencia. La compañía fue establecida a finales de 1956, para representar en Italia a "Paul Funke", un importante fabricante europeo de equipo y productos consumibles para el control de calidad en el sector lechero. Del éxito obtenido en el mercado de la lechería, la compañía ha desarrollado experiencia en otros campos como el agro-alimentario, el farmacéutico, el de biotecnología y el hospitalario.




Soluciones de monitoreo ambiental para la calidad del aire interior



Prevención de la contaminación microbiológica



Autoclaves y esterilización a vapor




La preparación de los medios de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio



Calor seco instrumentación



Microbiología



Baños termostáticos y termostatos



Cabinas de laboratorio



Muestras biológicas y el transporte de drogas antiblasti




Muestreo



Criogenia



Adicionales de laboratorio



Frigoríficos y congeladores de laboratorio



International PBI S.p.A. - Via Novara, 89 - 20153 Milano - Italy

Tel. (02) 48779-1 - Fax (02) 40090010 - E-mail: info@internationalpbi.it - www.internationalpbi.it