

Comunicado de Prensa

AUTOCLAVE AUTOMATICO DE FACIL MANEJO

Ref. 71/08 It

Milano, 18/11/2008

El autoclave cilíndrico Zeus, producido de acuerdo con las normas PED, está fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Su principal característica está representada en la sencillez del sistema y su fácil manejo. El ciclo de esterilización es controlado por un microprocesador y los tiempos pueden programarse hasta para 99 minutos. La capacidad es de 140 litros. El sistema calentador, situado en la parte baja del equipo, genera temperaturas entre 100°C y 130°C, a una presión máxima de 2,1 atmósferas.



Cod.: 11175