

Comunicado de Prensa

MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO ESPECIAL PARA CUARTOS LIMPIOS

Ref. 70/08 It

Milano, 18/11/2008

El monitoreo del ambiente dentro de cuartos limpios es crítico para mantener altos estándares de calidad. El muestreador de ambientes SAS Isolator, desarrollado por International PBI, es un instrumento ideal para esta aplicación. La cabina de aspiración es compacta, de acero inoxidable, separada de la unidad de control. Su diseño compacto permite ahorrar espacio en el cuarto limpio. El sistema es sencillo de instalar y evita el riesgo de contaminación que implica el uso de muestreadores portátiles, que deben introducirse en el sitio cada vez que se va a realizar un muestreo.



Cod.: 43216