

Comunicado de Prensa

AUTOCLAVE VERTICAL AUTOMÁTICA "BETA 25" – "BETA 35"

Ref. 38/09 Es

Milano, 23/07/2009

"BETA 25" Autoclave para laboratorios producido por International PBI, según el estándar Europeo PED, es un autoclave de mesa, con capacidad para 25 litros, útil para laboratorios microbiológicos. Su construcción vertical garantiza el uso completo del compartimiento de esterilización. La temperatura es regulada por un microprocesador electrónico. Un panel con instrucciones está impreso en el frente del autoclave, según la norma ISO EN 17025. Además, no necesita una conexión del agua. Seguridad: Incorpora tres mecanismos de control de presión: Manómetro de presión, válvula de regulación de presión automática y válvula de presión automática. Incorpora un sistema de cierre mecánico que evita que la tapa se abra cuando hay presión en el interior del autoclave.



"BETA 35" Autoclave para laboratorios producido por International PBI, según el estándar Europeo PED, es un autoclave de mesa, con capacidad para 35 litros, útil para laboratorios microbiológicos. Su construcción vertical garantiza el uso completo del compartimiento de esterilización. La temperatura es regulada por un microprocesador electrónico. Un panel con instrucciones está impreso en el frente del autoclave, según la norma ISO EN 17025. Además, no necesita una conexión del agua. Seguridad: Incorpora tres mecanismos de control de presión: Manómetro de presión, válvula de regulación de presión automática y válvula de presión automática. Incorpora un sistema de cierre mecánico que evita que la tapa se abra cuando hay presión en el interior del autoclave.