

Comunicado de Prensa

AUTOCLAVE DE MESA PORTATIL Y AUTOMATICO

Ref. 94/08 Es

Milano, 15/07/2008



Cod.: 39160

El "Auto-Koch" es un esterilizador a vapor de 23 litros portátil, para uso médico y en el laboratorio. Realiza el proceso de esterilización completo en forma automática, con el solo toque de un botón. Tiene manómetro para el control de la presión, válvula de regulación, válvula de seguridad, sistema de termoregulación controlado por microprocesador y un sistema para visualización de la temperatura y el tiempo de esterilización.