

Comunicado de Prensa

AUTOCLAVE PARA LABORATORIO CON PROBLEMAS DE ESPACIO

Ref. 95/08 Es

Milano, 15/07/2008

“Timo”, producido por International PBI, según el estándar Europeo PED, es un autoclave de mesa, con capacidad para 23 litros, útil para laboratorios microbiológicos con problemas de espacio. Su construcción vertical garantiza el uso completo del compartimiento de esterilización. La temperatura es regulada por un microprocesador electrónico. Un panel con instrucciones está impreso en el frente del autoclave, según la norma ISO EN 17025. Además, no necesita una conexión del agua.



Cod.: 88544