

Comunicado de Prensa

CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

Ref. 101/08 Es

Milano, 15/07/2008

En caso sea que non va a trabajar con agentes microbiológicos patógenos el equipo recomendado es una cabina de flujo laminar "Miniflo DUE", la cual suministrara protección total al producto.

Aplicaciones: Preparación de medios de cultivo, micro-propagación, fertilización in vitro, etc.

Si va a trabajar con agentes patógenos de riesgo humano el equipo apropiado es una cabina de seguridad biológica "BLUspace Luce".

Las cabinas de seguridad biológica proveen protección:

- (a) al usuario por medio de presión negativa
- (b) al producto por flujo laminar Class 100
- (c) al medio ambiente por filtración HEPA del 99,99%.

Aplicaciones: Microbiología con agentes patógenos.



Cod.: 48172



Cod.: 48193