

## Comunicado de Prensa

### CONTROL DE AMBIENTES CONTAMINADOS

*Ref. 1/09 Es*

**Milano, 20/01/2009**

El sistema **SAS** incluye un amplio rango de muestreadores microbiológicos para cubrir las necesidades de los microbiólogos ambientales.

International PBI ofrece diferentes instrumentos para diferentes aplicaciones. En el cuarto limpio, el "SAS ISO 100" es el clásico muestreador que aspira 1 m<sup>3</sup> de aire en 10 minutos; el "SAS ISO 180" puede hacerlo en 6 minutos, para reducir el tiempo de muestreo; y el "DUO SAS 360", de aplicación específica para situaciones en las que el numero de microorganismos a colectar es muy bajo o cuando la finalidad es reducir más aún el tiempo de muestreo (1 m<sup>3</sup> en 3 minutos). Estos muestreadores están desarrollados específicamente para la evaluación de la carga biológica en el cuarto limpio y en los ambientes de contaminación controlada.



"SAS Super ISO"  
Cod.: 86279



"Duo SAS 360"  
Cod.: 24584