

Comunicado de Prensa

CONTROLE EL FLUJO DE SUS MUESTREADORES DE AIRE

Ref. 92/08 Es

Milano, 15/07/2008

El nuevo controlador de flujo "Pyramid", de International PBI, es un sistema fácil de utilizar para controlar el correcto funcionamiento de los muestreadores de aire "SAS". Según las GLP (Good Laboratory Practices), éste chequeo debe realizarse semanal o máximo mensualmente. El controlador "Pyramid" se compone de dos unidades separadas, un ventilador y un flujómetro. El ventilador tiene cojinetes de fabricados en rubidio que generan un campo electromagnético, el cual es medido por el flujómetro. La operación del sistema se sencilla: se coloca el sistema "Pyramid" en el extremo del muestreador y el volumen de aire se lee directamente una pantalla digital.



Cod.: 89389