

## Comunicado de Prensa

# MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO DE AIRE CON DOBLE CABEZA

*Ref. 90/08 Es*

**Milano, 14/07/2008**

"DUO-SAS-360", de International PBI, es un muestreador de aire de un solo cuerpo con dos cabezas de aspiración, que permiten utilizar dos tipos diferentes de medio en muestreo simultáneo. Con DUO-SAS-360 es posible tomar muestras de 1000 litros de aire en menos de 3 minutos. Puede utilizarse en cuartos limpios en los que los niveles de contaminación son mínimos, en ambientes que requieran el análisis de un gran volumen de aire en un tiempo muy corto o en los que la muestra tomada deba ser representativa, y en ambientes en los que sea necesario el muestreo para diferentes microorganismos. ISO 14698/1 validación.



Cod.: 24584