

## Comunicado de Prensa

# ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS SIN CONTAMINACIÓN NI INFECCIÓN

*Ref. 99/08 Es*

**Milano, 15/07/2008**

“Bacteria-Safe 2” es un producto desarrollado por International PBI especialmente para esterilizar asas, agujas y bocas de tubos de ensayo sin utilizar llamas ni gases peligrosos; el tiempo de esterilización es de aproximadamente cinco segundos. Este instrumento evita el tradicional “flameo” en mechero Bunsen que resulta peligroso en ensayos microbiológicos; es ideal para utilizar en cámaras anaeróbicas ya que no requiere oxígeno.

“Bacteria-Safe 2” viene con soportes laterales para guardar las asas.



Cod.: 89424