

Comunicado de Prensa

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CADA MUESTRA DE AIRE TOMADA

Ref. 89/08 Es

Milano, 14/07/2008

Según las guías de la FDA y las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) - ISO EN17025) cada muestra microbiológica de aire tomada debe ser identificada con los siguientes parámetros: número progresivo de identificación de la muestra, fecha, hora, sitio, nombre del operador, volumen de aire muestreado. Para ello International pbi dispone del muestreador SAS Super, dotado con un software específico para grabar y descargar a un PC o directamente a una impresora los datos de la muestra de aire tomada, ya sea de un cuarto limpio o de una cabina de aislamiento.

