

Comunicado de Prensa

DIFERENTES TIPOS DE PIPETAS DESECHABLES

Ref. 104/08 Es

Milano, 20/07/2008

Las nuevas pipetas "Platinum", "Colpette" y "Dispopet" de International PBI son estériles y desechables; fabricadas en i poliestireno cristal, están libres de ARNsas y DNAsas, son irradiadas \ con rayos gamma y vienen certificadas como no pirógenicas y no causantes de hemólisis. Las marca de graduación claras y finas / permiten una mayor precisión en el pipeteo. Se encuentran disponibles pipetas de punta delgada de volúmenes de 1 ml a 50 ml; útiles para cualquier procedimiento, pipetas de punta ancha que aseguran un mejor manejo de muestras viscosas y pipetas sin punta i que facilitan el manejo de muestras de alimentos y cosméticos.



"Platinum"
Cod.: 15766



"Colpette"
Cod.: 11878



"Dispopet"
Cod.: 4286