

## Comunicado de Prensa

*Ref. 10/2010*

### MALETINES PARA TRANSPORTE DE FARMACOS



International PBI ofrece un contenedor a prueba de filtraciones, de acuerdo con las guías de seguridad para transporte de fármacos antitumorales antineoplásicos y citostáticos.

Está fabricado en policarbonato transparente, se puede esterilizar en autoclave; tiene posibilidad de ampliación y alta capacidad de transporte. Las uniones en silicona le otorgan un sellado hermético, lo mismo que los cuatro sellos en acero inoxidable. Los diferentes accesorios permiten el transporte de botellas de 150, 250 y 500 mL, y también de jeringas. Tiene un sistema de enfriamiento accesorio, para transporte fuera del hospital.