

## Comunicado de Prensa

*Ref. 11/2010*

### **CABINAS PARA PROTECCION CONTRA RIESGOS BIOLÓGICOS**



La cabina de seguridad microbiológica Clase II "BluSpace Luce", ofrecida por International PBI, cuenta con sistema de control automático de acuerdo a la norma europea EN12469. Garantiza protección para el operador, el producto y el medioambiente durante la manipulación de sustancias biológicamente activas o infecciosas, ya que evita los riesgos de contaminación por aerosol que envuelven las operaciones en microbiología y en biotecnología. El operador está protegido por la barrera frontal, que impide que los aerosoles pasen del interior al exterior de la cabina. El producto está protegido por medio del flujo de aire unidireccional Class 5 ISO, de acuerdo con ISO 14644. El medioambiente está protegido a través de la filtración absoluta del aire de escape, según la norma EN1822-1. Este tipo de cabina es utilizado normalmente en los laboratorios de microbiología, virología, hermatología, de cultivos celulares y en los de investigación de ADN recombinante.