

“Easy-Lock” Beta

AUTOCLAVES

**Las autoclaves
PBI en más
de 100 países**



CONFIABILIDAD

Alta resistencia a la corrosión perforante.
Las estructura exterior y interior son fabricadas en acero inoxidable AISI 304 para una fácil limpieza y desinfección.

10 Años de Garantía

CIERRE FACIL

Sistema "Easy-Lock" para la utilización con una sola mano.

SEGURIDAD

Tapa termoaislante en "ABS" con bloqueo de la posición en vertical.

TEMPERATURA DE TRABAJO / PRESION

Hasta 134 °C (2.1 atm).

FACILIDAD DE USO

Panel de instrucciones de utilización fácil según las buenas prácticas de laboratorio - EN 17025.

FLEXIBILIDAD

Tres modelos con 25, 35, 50 litros de volumen.
Siete programas protegidos por contraseña.

CERTIFICACIÓN

Cumple con la Directiva Europea 97/23 PED.
Mercado CE para cumplir con la regulación CEI 62,25.
Posibilidad de instalar una termo-sonda para realizar la validación certificada.

TRAZABILIDAD

Impresora (opcional).

FUNCION F₀*

Ideal para proteger los productos termo-sensibles.

*** (sólo para modelos 25 y 35 litros)**



"3 R" FOR A GREEN ENVIRONMENT

- **R**educción de Energía
- Materiales **R**eciclables
- Componentes **R**eutilizables

Autoclaves “Easy-Lock” Beta

4 buenas razones para elegir la “BETA” modelo autoclave

A. BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

- Posibilidad de instalar una termo-sonda para realizar la validación certificada
- Disponible la documentación Q.I., Q.O., Q.P.
- “Data Print” impresora (opcional)
 - Fecha, número de lote, número progresivo del ciclo, temperatura
 - Posibilidad de elegir diferentes intervalos de grabación e impresión de la temperatura durante el ciclo de esterilización

B. SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

- Tapa termoaislante en “ABS” según las normas de seguridad
- Sistema “Easy-Lock” para la utilización con una sola mano
- Bloqueo de seguridad para evitar el cierre ocasional de la tapa
- Termostato de seguridad para el control del nivel de agua

C. TERMORREGULACIÓN AUTOMÁTICA

- Hasta 7 ciclos de esterilización automáticos y personales
- Panel de instrucciones de utilización fácil
- Señal acústica de fin del ciclo
- Visualización de la temperatura programada, la temperatura real, y el tiempo de esterilización

CONFIABILIDAD

- Las estructura exterior y interior son fabricadas en acero inoxidable AISI 304 para una fácil limpieza y desinfección
- Contenedores en acero AISI 304
- Elemento de calefacción reforzado











Fig. 1 – Sistema “Easy Lock”



Fig. 2 – Bloqueo de seguridad

Beta "Easy Lock" Autoclaves

MODEL	BETA 25	BETA 35	BETA 50
Volume (litres)	25	35	50
Vessel dimensions (DIAXHEIGHT) (mm)	250x450 h	320x400 h	320x600 h
External dimensions (WxDxH) (mm)	550x540x1005	550x570x1005	550x570x1005
Programs	5 personal programs	7 personal programs	7 personal programs
Thermo-probe	Fixed PT100	Flexible PT100	Flexible PT100
Max pressure	2.1 atm (134 °C)	2.1 atm (134 °C)	2.1 atm (134 °C)
Power supply	220 V (50 Hz) - 1700 W	220 V (50 Hz) - 2500 W	220 V (50 Hz) - 3700 W
Weight	45 kg	50 kg	60 kg
Loading solutions: number and types of baskets	A	1 Macrobox (cod. 5422)	1 Betabox (cod. 89213)
	B	2 Minibox (cod. 5421)	2 Betabox-Mini (cod. 89214)
	C	-	-
			2 Betabox 50 (cod. 48850)
			1 Betabox (cod. 89213) 1 Betabox-Mini (cod. 89214)
			3 Betabox-Mini (cod. 89214)

Ejemplos de carga	500 ml bottles	1000 ml bottles	2000 ml bottles	2000 ml flasks
BETA 25* basket diameter d24 cm	 4	 3	 1	 1
BETA 35* BETA 50* basket diameter d31 cm	 8	 5	 3	 3

* Compruebe la altura de la carga para apilar los cestos

WHAT TO ORDER

Autoclave Beta 25 Easy-Lock

91225 autoclave "Beta 25 Easy-Lock" - vol. 25 litres - 10 years warranty against corrosion perforation

Accessories

5422 "Macrobox" basket - ext. dim. 24x42 cm - stainless steel AISI 304 - MAX one basket loading

5421 "Minibox" basket - ext. dim. 24x21 cm - stainless steel AISI 304 - MAX two baskets loading

Autoclave Beta 35 Easy-Lock

91381 autoclave "Beta 35 Easy-Lock" - vol. 35 litres - 10 years warranty against corrosion perforation

Accessories

89213 "Betabox" basket - ext. dim. 31x38 cm - stainless steel AISI 304 - MAX one basket loading

89214 "Betabox-Mini" basket - ext. dim. 31x19 cm - stainless steel AISI 304 - MAX two baskets loading

Autoclave Beta 50 Easy-Lock

91382 autoclave "Beta 50 Easy-Lock" - vol. 50 litres - 10 years warranty against corrosion perforation

Accessories

48850 "Betabox 50" basket - ext. dim. 31x28,5 cm - stainless steel AISI 304 - MAX two baskets loading

Accessories for all models

78383 "Data-Print" printer

Documentation

IQ, OQ, PQ documentation available on request

Distribuidos por: